

ACT / ProACT™

Vähän kajoava virtsankarkailun hoitomuoto


ACT™ on lyhennys sanoista *Adjustible Continence Therapy* ja tarkoittaa naisten säädeltävää virtsankarkailun hoitomuotoa. Se on elimistön sisään asennettava laite, joka koostuu kahdesta pienestä silikonipallosta, jotka asetetaan pienen kirurgisen toimenpiteen avulla virtsarakon alle, virtsaputken läheisyyteen. Toimenpiteen jälkeen hoitava lääkäri säätää pallojen täyttötilavuutta potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Säädön jälkeen pallot antavat tehokkaan suojan tahattoman virtsankarkailun varalle. ACT™ on tehokas naisten ponnistusvirtsankarkailun hoitomuoto kun muut hoitomenetelmät kuten ruiskuhoito tai silmukkaleikkaus ovat epäonnistuneet.

ProACT™ on vastaava hoitomuoto miehen virtsankarkailun hoitoon ja siinäkin laite asetetaan virtsaputken molemmille puolille virtsarakon kaulan alle. ProACT™:n tarkoitus on palauttaa normaali virtsarakon toiminta potilaille, joilla on virtsankarkailua radikaalin eturauhasen poistoleikkauksen jälkeen. Toimenpide voidaan suorittaa osittain kaikukuvausta apuna käyttäen.

ACT/ProACT™-järjestelmää löytyy eri pituuksissa ja se on pysyvän tuloksen antava hoitomuoto ja vaikutusta voidaan säädellä seurannan aikana hoitavan lääkärin toimesta. Hoitomuodosta on helppo tarvittaessa luopua koska pallot voidaan tarvittaessa poistaa yksinkertaisella toimenpiteellä.

ACT / ProACT™ edut:

- Lateksivapaat sillikonipallot titaanitäyttöportilla
- Vähän kajoava toimenpide kestoltaan 30 – 40 minuuttia
- Toimenpiteen jälkeen voidaan tarvittaessa säädellä pallojen tilavuutta
- Tarvittaessa koko systeemi on helposti poistettavissa
- Kliiniset hoitotulokset hyviä sekä miehillä että naisilla



SynMed Medicinteknik AB
Latokartanonntie 12 A 2
28330 Pori

Puh tuki: +358 45 6124470
www.synmed.fi
asiakaspalvelu@synmed.fi

Valmistaja:
Uromedica, Inc.
www.uromedica-inc.com
info@uromedica-inc.com

URMEDICA
Get more from life