

## ENTity™ XL

### Taipuisa fiberoptinen nenänieluskooppi - Ø 3,6 mm

ENTity™ XL on taipuisa, vahvasti muotoiltu nenänieluskooppi, joka on jatkokehitetty Optimin aiemmista nenänieluskooppimalleista ja jossa on nyt uusi pintamuotoilu, joka tekee siitä kestävämmän puhdistuksessa käytettäville desinfektioaineille. Tämän laryngoskoopin halkaisija on 3,6 mm, jolloin sitä voidaan käyttää myös lapsille.

ENTity™ XL nenänieluskoopissa on sisäänrakennettu ja patentoitu LED-valonlähde - OptiLux™ - joka tarjoaa ylivoimaisen valovoiman ja tarkan valkoisen valon 5500K väriämpötila-alueella, jossa kudosten värit erottuvat parhaiten. Voit säätää tutkimuksen aikana valon voimakkuutta helposti peukalolla saadaksesi juuri sellaisen valaistuksen kuin haluat.

Järjestelmä voidaan kytkeä VidCap USB Camera System – kamerajärjestelmään ja USB-liittimellä sopivaan tietokoneeseen, johon voidaan helposti asentaa ohjelma tallentamista, tai potilastietojen hallintaa varten.

#### ENTity™ XL tarjoaa seuraavat edut:

- Sisäänrakennettu ja säädettävä LED-valonlähde tekee järjestelmästä helpokäyttöisen ilman ulkoisia kytkentöjä
- Työskentelypituus 300 mm, kääntökulma 135° ylös ja alas, kuvakulma 70° ja syvyysterävyys 5 - 50 mm
- Järjestelmä on pieni, joustava ja helppo liikutella tarvittaessa
- Vakiona kahden vuoden takuu



SynMed Medicinteknik AB  
Latokartanontie 12 A 2  
28330 Pori

Puh: +358 45 6124470  
Fax: +46 8 760 59 90  
www.synmed.fi  
info@synmed.fi

Valmistaja:  
Optim LLC  
www.optim-llc.com  
info@optim-llc.com

**Optim** LLC