

SONESTA S2/S3-SARJA

Moderni tutkimuspöytä urodynamiikkaan

Sonesta S2/S3-sarja on kehitetty parasta mahdollista potilasmukavuutta silmälläpitäen, tarkoituksena helpottaa käyttäjää asettamaan potilas turvallisesti ja tarkasti gynekologisissa/urologisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä. Sonesta S2/S3-sarja on täydellinen tuotesarja suurella liikkuvuudella, sisältäen monia käytännöllisiä lisävarusteita, jotka helpottavat päivittäistä työtä ja mahdollistavat joustavan tuotteen, jota voidaan käyttää monin tavoin. Yksi arvostetuimpia ominaisuuksia on matala nousukorkeus 40 cm, joka helpottaa vanhuksia ja liikuntarajoitteisia potilaita ja sillä pystyy tutkimaan potilaita aina 210 kiloon asti.

Sonesta S2/S3-sarja on liikuteltava ja siinä on kaksi lukittavaa pyörää mahdollistaen helpon liikuttelun ja asennon varmistuksen. Avoin rakenne helpottaa puhdistamista.

Vakiovarusteisena tai vaihtoehtoisesti laajalla valikoimalla lisävarusteita, kuten irrotettavat käsinojat, jalkatelineet, istuintyyny 170 mm säätövaralla, paperirullateline, suppilo virtausmittausta varten, instrumenttitaatikko ja säädettävä jalkateräntuki.

Sonesta S2/S3-sarjan tutkimuspöydät tarjoavat:

- Erityisesti urodynamiikkaan suunniteltu tutkimuspöytä
- Laaja valikoima lisävarusteita niin että pöytää voi käyttää omien mieltymysten mukaan
- Pöytä on varustettu joko kahdella (S2) tai kolmella (S3) moottorilla säätämään korkeutta tai selkänöjan ja istuintyynyn asentoa
- Kehitetty ja valmistettu Ruotsissa



SynMed Medicinteknik AB
Latokartanontie 12 A 2
28330 Pori

Puh tuki: +358 45 6124470
www.synmed.fi
asiakaspalvelu@synmed.fi

Valmistaja:
Sonesta Medical AB
www.sonestamedical.se
info@sonestamedical.se

